

いつでも、どこでも
患者様ごとに
検査結果を一覧で



IDEXX

ベットコネクト⁺プラス ご利用ガイド

検査結果インターネット閲覧サービス（無償） 改訂：2019年1月

院内と外注の検査結果を患者様ごとにインターネットで迅速に確認できる
IDEXX ベットコネクト プラスは、これまでにない画期的なお客様サポートです。
まったく新しいシステムですので必ず本冊子を事前にお読みの上
日々の診療にお役立てください。


目次

IDEXX ベットコネクト プラスとは	2 -3ページ
主な機能と操作について	4-19ページ
院内-外注 検査結果のデータ統合について	
データ統合のために大切な5項目の患者様情報	20ページ
患者様情報の院内検査での入力と検査サービスへの依頼書記入	21-22ページ
ベットコネクト プラス サイト内での患者様データ統合⇒解除方法	23-24ページ
ご利用開始の手順	25-28ページ
パスワードの変更方法	29ページ
お問い合わせ先: アイデックス テクニカルサポート	30ページ



IDEXX Diagnostic Solution

先進的な院内検査製品と外注検査サービスをトータルにお届けする
アイデックスだからこそ提供できる「検査結果インターネット閲覧サービス」



院内検査結果 ✦ 外注検査結果

いつでも、どこでも、患者様ごとに検査結果を一覧で。

検査結果インターネット閲覧サービス

IDEXX ベットコネクト ✦ プラス

検査結果データの保存期間は無制限です。使用しているクラウドシステムは、金融機関やアメリカのNSA(国家安全保障局)も利用している最もセキュリティ度の高いとされるGoogle Cloudを利用したサービスです。法律で定められている個人情報に該当するものは外部に出ません。

進化したホーム画面

患者名／患者ID／獣医師／依頼番号／受注番号で検索できます

The screenshot shows the IDEXX VetConnect PLUS home interface. At the top, a search bar allows filtering by patient name, ID, veterinarian, request number, or order number. Below this, the '検査結果' (Test Results) section is highlighted with a red box, indicating that search is possible within this area. A dropdown menu for '検査' (Test) is shown, with options for date ranges (today, yesterday, last 7 days, last 30 days, custom) and a search icon. A red arrow points to the '検査' dropdown, stating '期間／日付指定が可能です' (Date and period specification is possible). The main list of results shows test details like 'テスト4テスト4 (PATIENT NAME NOT PROVIDED)' and 'ハラアイ 999 単品'. Red arrows point to the '途中結果アイコン' (In-progress result icon) and '検体到着アイコン' (Specimen arrival icon). A red box highlights the 'Eメールで結果を送る' (Send results by email) section, which includes fields for recipient email, sender (Dr. IDEXX), and a message. Red arrows point from this section to the '印刷' (Print) and 'Eメール' (Email) buttons at the bottom. Another red arrow points to the '選択解除' (Deselect) button. A red box highlights the '直近の100結果が表示されます' (Display the latest 100 results) section, with arrows pointing to the checkboxes for selecting results for PDF printing and email sending. The bottom navigation bar includes buttons for '印刷' (Print), 'Eメール' (Email), '既読にする' (Mark as read), and '選択解除' (Deselect).

※患者様ごとに検査結果を間違いのないように統合するためにベットコネクト プラス専用のデータ統合ルールを設定しています。院内検査の際の患者様情報入力および外注検査サービスへの依頼書記入は必ず統一表記で行ってください（詳細は21ページをご参照ください）。

主な6つの機能

1.


院内-外注検査結果を
患者様ごとに一つの画面で確認できる

2.

いつでも、どこでも
検査結果を閲覧できる

3.

過去の検査履歴を
トレンドグラフで確認できる



4.

検査結果を総合的な
報告書としてPDF化・印刷できる




5.

飼い主様に健診結果を
メールでご案内できる
(異常の見つからなかった患者様用)



6.

検査結果を他の病院様や
飼い主様と共有できる



1.

院内-外注検査結果を
患者様ごとに一つの画面で確認できる

院内検査と外注検査の結果を患者様ごとに一つの画面で確認でき、簡単に
見比べることができます。書式の異なる複数の報告書を見比べる煩雑さを
減らし、カルテ整理の手間や保管スペースも省くことができます。

IDEXX VetConnectTM PLUS 患者様名 ホーム NOBU AH (kasatest1)

モリマロン 1234 結果の印刷・結果共有機能など 患者情報 ▾ 検査履歴 ▾ 通信記録 ▾

2016年 9月5日 9月5日 9月5日 7月8日 7月8日 7月8日 7月8日 5月16日 4月5日 1月15日 1月4日 2015年 12月23日

トレンド 詳細表示 ▾

血液学検査

	2016/1/15 12:00 午後	2016/1/4 12:00 午後	2015/12/3 12:00 午後	2015/11/13 5:05 午後	2013/1/26 7:16 午後	
赤血球数(RBC)	8	8.05	8.03	7.27	6.74	7.4
ヘマトクリット(HCT)	53.0	53.6	51.6	47.5	44.1	49
ヘマトクリット濃度(HGB)	17.0	20.2	18.5	17.0	16.2	17
クリックして項目別 トレンドグラフを表示 (参考の項目説明は英語です)	67					66
平均赤血球ヘマトクリット濃度(MCHC)	34.5	37.7	35.9	35.8	36.7	35
赤血球分布幅				19.0	18.3	19
%網状赤血球						
網状赤血球数(RET)	62	12	9			
白血球数(WBC)	13.1	5.2	11.6	7.29	12.13	7.5
好中球%(Neu)	79.2	54.4	70.9	59.8	85.9	58
リンパ球%(Lym)	21.1	35.6	13.2	34.7	8.2	33
単球%(Mon)	2.8	3.1	7.6	2.9	5.0	4.5

院内検査の結果と外注検査の結果を時系列で表示

全グラフを折りたたむ

白血球数(WBC)

2012/1 2014/8 2016/6 2018/3
一部グラフ化されませんでした。

リンパ球数(Lym)

2012/1 2014/8 2016/6 2018/3
一部グラフ化されませんでした。


各項目の過去の検査履歴を
トレンドグラフ化して表示
(表示したい項目を選択できます)

2.

いつでも、どこでも
検査結果を閲覧できる

インターネット接続されたお手持ちのパソコン、タブレットで検査結果を閲覧することができます。検査室・診察室・受付で時差なく検査情報を閲覧でき、学会や自宅など病院外でも患者様の検査結果をすぐに確認できます。

診療室・検査室はもちろん、受付でも



飼い主様への検査結果や治療方針ご説明時にも




学会などの外出時や自宅でも



さらにスマートフォン用の無料アプリも
ご利用いただけます。

iPhone OS対応版はAppleストアから
アンドロイド対応版はGoogle Play
ストアからダウンロードできます。
ぜひご利用ください。



3.

過去の検査履歴を トレンドグラフで確認できる

検査項目ごとに過去の検査結果をトレンドグラフで表示できます。履歴を視覚的に確認できるため、参考基準範囲内の微細な変化もひと目で分かり、迅速かつ的確な判断をサポートします。飼い主様にも体の状態の変化をグラフで視覚的に分かりやすくご説明できます。

院内検査と外注検査それぞれの参考基準範囲に比例してドットは表示されます。参考基準範囲と数値結果のある項目のみトレンドグラフ化されます。

※測定範囲の上限または下限を超えた場合は表示されません


表示期間を選択可能



4.

検査結果を総合的な
報告書としてPDF化・印刷できる

画面に表示したトレンドグラフを含む検査結果をPDF化・印刷でき、より総合的な判断をサポートします。院内のパソコンにPDFを保存して患者ごとの検査結果情報の保管・管理が容易になるとともに、印刷して飼い主様に検査結果報告書としてお渡しできます。また、保存したPDFをメールに添付して飼い主様にお送りすることも可能です。




画面に出したトレンドグラフが表示されます。
トレンドグラフをすべて非表示にする場合は



院内検査・外注検査の結果をまとめて表示できます。
外注検査はフラスコのアイコン、院内検査機器は
イラストで表示されます。

検査結果PDFは印刷してご利用いただける他、
そのままお使いのパソコンに保存して管理したり
飼い主様にメールに添付してお送りすることもできます。


※検査結果をペットコネクト プラス経由でメール
送信することも可能です。6. 情報共有をご覧ください。



5.

飼い主様に健診結果をメールでご案内できる

健康診断で異常の見られなかった患者の飼い主様に、獣医師様からのコメント、定期健康診断の意義や検査した臓器の一般的な説明とともに次回健診のご案内もできるPDF付きメールを簡単に作成できます。連絡負担を軽減するとともに、飼い主様に検査結果の受け取り方の新しい選択肢をご提供することで病院サービスの充実にも貢献します。



ルイちゃん

タケハラ様

動物種: 犬 検査済み: 2015/5/16

生年: 2013 レポート: 健康診断

この検査は、ルイちゃんが隠しているかもしれない問題を症状が現れる前に見つけてあげるためにとても重要です。また、健康時の血液データは小さな変化を見逃さないために大変重要な指標となります。これからも定期的に検査をしてあげましょう。

これからも定期的に健康診断をしてあげましょう。

今回の検査結果はご家族の健康時のデータとして蓄積され、今後定期的に行う検査の結果と合わせて診断する大切な判断材料となります。健康診断を定期的に行うことで微細な変化もより有効に確認できます。検査結果が参考基準値の範囲内であっても、あるいは症状として現れる前から、ご家族の病気を発見する可能性が高まるとともに、いち早く問題を発見することで病気の予防や治療が成功する可能性も高まります。ご家族の検査データを定期的に蓄積することが、より長く健康を維持し、より幸せな生活をさせてあげることにつながります。

血液

血液検査(CBC)は、貧血症、炎症、感染症、ストレス、白血病、止血障害、水和状態、そして感染症への抵抗力を検査します。ご家族の血液検査の結果は正常です。

肝臓と胆嚢

肝臓は様々な機能を持つ大きな臓器です。肝臓は、胆嚢に貯蔵された胆汁の消化に重要な胆汁を生成します。肝臓はタンパク質とコレステロールを合成し、タンパク質、炭水化物、脂肪の代謝の大部分に関与します。肝臓は血液中の毒素を排泄する機能を持っており、様々な投薬を開始する前に肝臓の状態を確認することは重要です。検査結果からご家族の肝臓および胆嚢の機能は正常と考えられます。

甲状腺

甲状腺ホルモンはエネルギーの消費をコントロールします。甲状腺機能に異常があると、病気になります。検査結果によると、甲状腺ホルモンの数値は正常です。

心臓と肺

検査結果は心臓と肺が正常に機能していることを示しています。

膀胱と腸

膀胱は小腸の近くにある小さな臓器で、いくつかの消化酵素と代謝をコントロールするために尿を生成します。腸は食物からの栄養の吸収と排泄を行います。検査結果は膀胱と腸が正常であることを示しています。

腎臓

腎臓は、重要な電解質を保持すると同時に、代謝物、過剰なナトリウムおよび水を、血中から濾過する機能を果たしています。検査結果によると、腎臓の機能は正常です。

膀胱と尿

ご家族の腎臓および膀胱の健康状態を評価するために尿検査を実施しました。ご家族の尿は腎臓機能が良好であることを示しています。また、腎臓および膀胱に炎症や感染が認められませんでした。

1年以内のフォローアップ健診をおすすめします。

心掛けてあげたいこと

1. 栄養のバランスを考えた食事を用意してあげましょう。
2. 次回の健診予定をあらかじめ覚えておいてあげましょう。

大切なご家族のために、体の変化や、様子がおかしいなど、気になることがあればお気軽にご連絡ください。0422-52-8752

Dr. 原
0422-52-8752
kumiko-hara@idexx.com

メイちゃん

タイラ様

動物種: 猫 検査済み: 2015/6/8

生年: 2012 レポート: 健康診断

この検査は、メイちゃんが隠しているかもしれない問題を症状が現れる前に見つけてあげるためにとても重要です。また、健康時の血液データは小さな変化を見逃さないために大変重要な指標となります。これからも定期的に検査をしてあげましょう。

これからも定期的に健康診断をしてあげましょう。

今回の検査結果はご家族の健康時のデータとして蓄積され、今後定期的に行う検査の結果と合わせて診断する大切な判断材料となります。健康診断を定期的に行うことで微細な変化もより有効に確認できます。検査結果が参考基準値の範囲内であっても、あるいは症状として現れる前から、ご家族の病気を発見する可能性が高まるとともに、いち早く問題を発見することで病気の予防や治療が成功する可能性も高まります。ご家族の検査データを定期的に蓄積することが、より長く健康を維持し、より幸せな生活をさせてあげることにつながります。

血液

血液検査(CBC)は、貧血症、炎症、感染症、ストレス、白血病、止血障害、水和状態、そして感染症への抵抗力を検査します。ご家族の血液検査の結果は正常です。

肝臓と胆嚢

肝臓は様々な機能を持つ大きな臓器です。肝臓は、胆嚢に貯蔵された胆汁の消化に重要な胆汁を生成します。肝臓はタンパク質とコレステロールを合成し、タンパク質、炭水化物、脂肪の代謝の大部分に関与します。肝臓は血液中の毒素を排泄する機能を持っており、様々な投薬を開始する前に肝臓の状態を確認することは重要です。検査結果からご家族の肝臓および胆嚢の機能は正常と考えられます。

甲状腺

甲状腺ホルモンはエネルギーの消費をコントロールします。甲状腺機能に異常があると、病気になります。検査結果によると、甲状腺ホルモンの数値は正常です。

心臓と肺

検査結果は心臓と肺が正常に機能していることを示しています。

膀胱と腸

膀胱は小腸の近くにある小さな臓器で、いくつかの消化酵素と代謝をコントロールするために尿を生成します。腸は食物からの栄養の吸収と排泄を行います。検査結果は膀胱と腸が正常であることを示しています。

腎臓

腎臓は、重要な電解質を保持すると同時に、代謝物、過剰なナトリウムおよび水を、血中から濾過する機能を果たしています。検査結果によると、腎臓の機能は正常です。

膀胱と尿

ご家族の腎臓および膀胱の健康状態を評価するために尿検査を実施しました。ご家族の尿は腎臓機能が良好であることを示しています。また、腎臓および膀胱に炎症や感染が認められませんでした。

1年以内のフォローアップ健診をおすすめします。

心掛けてあげたいこと

1. 栄養のバランスを考えた食事を用意してあげましょう。
2. 次回の健診予定をあらかじめ覚えておいてあげましょう。

大切なご家族のために、ねこちゃんの行動や様子、食事や健康について疑問をお持ちでしたら、いつでもお気軽にメール くださいね。0422-52-8752

Dr. 原
0422-52-8752
kumiko-hara@idexx.com




健康診断で異常が認められなかった患者様のご家族に、メールにて健診結果をお知らせするサービス。患者様名に「ちゃん」が付きます。

5.

飼い主様に健診結果をメールでご案内できる

健康診断で異常の見られなかった患者の飼い主様に、獣医師様からのコメント、定期健康診断の意義や検査した臓器の一般的な説明とともに次回健診のご案内もできるPDF付きメールを簡単に作成できます。連絡負担を軽減するとともに、飼い主様に検査結果の受け取り方の新しい選択肢をご提供することで病院サービスの充実にも貢献します。



☒ 健康診断の要約
臨床評価から、以下の臓器は正常に機能していると考えられます。

- ☒ 肝臓と胆嚢
- ☒ 腎臓
- ☒ 血液
- ☒ 甲状腺
- ☒ 心臓と肺
- ☒ 膀胱と尿
- ☒ 腸臓と腸

次へ

検査した臓器にチェックを入れます。
チェック項目のみ表示されます。

入力された情報は再利用できるよう保存されます。後日、再編集することも可能です。

病院の情報:
-- 新規追加 --

病院名*
郵便番号*
都道府県*
市区町村*
住所2*
住所1*
国* Japan
電話*
URL

差出人:
-- 新規追加 --

担当医*
差出人名入力
yourName@Someplace.com
電話*
CC:
☒ 電子署名を含める

獣医師のコメント:
この検査は、コノミちゃんに隠れているかもしれない問題を症状が現れる前に見つけてあげるためにも重要です。また、健康時の血液データは小さな変化を見逃さないために大変重要な指標となります。これからも定期的に検査をしてあげましょう。

64 残りの文字数

フォローアップを推奨 1年

病院様情報と差出人情報を入力してください。一度入力すると保存されます。メールもしくは印刷を選択できます。

あらかじめ例文が表示されます。必要に応じて書き換えます。

フォローアップメッセージを選択できます。「次回の来院スケジュール」は来院日をカレンダーから選択して表示可能。

なし
次回の来院スケジュール
1年
半年

メイちゃん
タイラ様
動物種: 猫 検査済み: 2015/6/8
生年: 2012 レポート: 健康診断

この検査は、メイちゃんが隠しているかもしれない問題を症状が現れる前に見つけてあげるためにもとても重要です。また、健康時の血液データは小さな変化を見逃さないために大変重要な指標となります。これから定期的に検査をしてあげましょう。

これからも定期的に健康診断をしてあげましょう。

今回の検査結果はご家族の健康時のデータとして蓄積され、今後定期的に行う検査の結果と合わせて診断する大切な判断材料となります。健康診断を定期的に行うことで微細な変化もより有効に確認できます。検査結果が参考基準値の範囲内であっても、あるいは症状として現れる前から、ご家族の病気を発見する可能性が高まることにも、いち早く問題を見つけてあげることによって病気の予防や治療が成功する可能性も高まります。ご家族の検査データを定期的に蓄積することが、より長く健康を維持し、より幸せな生活をさせてあげることに繋がります。

血液
血球計算(CBC)は、貧血症、炎症、感染症、ストレス、白血球、止血障害、水和状態、そして感染症への抵抗力を検査します。ご家族の血液検査の結果は正常です。

肝臓と胆嚢
肝臓は様々な機能を持つ大きい臓器です。肝臓は、胆嚢に貯蔵された脂肪の消化に重要な胆汁を生成します。肝臓はタンパク質とコレステロールを合成し、タンパク質、炭水化物、脂肪の代謝の大部分に関与します。肝臓は血液中の毒物を排出する機能を持っており、様々な投薬を開始する前に肝臓の状態を確認することは重要です。検査結果からご家族の肝臓および胆嚢の機能は正常と考えられます。

甲状腺
甲状腺ホルモンはエネルギーの消費をコントロールします。甲状腺機能に異常があると病気になります。検査結果によると、甲状腺ホルモンの数値は正常です。

腎臓
腎臓は、重要な電解質を保持すると同時に、代謝産物、過剰なナトリウムおよび水を、血中から濾過する機能を果たしています。腎臓の数値は正常です。

心臓と肺
検査結果は心臓と肺が正常に機能していることを示しています。

膀胱と尿
ご家族の腎臓および膀胱の健康状態を評価するために尿検査を実施しました。ご家族の尿は腎臓機能が良好であることを示しています。また、腎臓および膀胱に炎症や感染は認められません。

1年以内のフォローアップ健診をおすすめします。
Dr. 原
kumiko-hara@idexx.com

心掛けてあげたいこと
1. 栄養のバランスを考えた食事を用意してあげましょう。
2. 次回の健診予定をあらかじめ立てておいてあげましょう。


大切なご家族のために: こちゃんの行動や様子、食事や健康について疑問をお持ちでしたら、いつでもお気軽におたずねください。0422-52-8752

※飼い主様向け健診結果お知らせシートは「異常の見つからなかった患者様」向けのため作成期限を30日以内と
しています。※本シートは、院内検査・外注検査を問わずCBC、血液化学検査の結果があれば作成可能です。

6.

検査結果を、他の病院様や
飼い主様と共有できる


患者様ごとに検査結果データをクラウド上で一元管理しているため
院内獣医師間での情報共有はもちろん、他の動物病院との情報共有も
可能です。また、飼い主様に検査結果報告書をメール送信することも可能で
す。共有方法は2通りです。



6.

検査結果を、他の病院様や飼い主様と共有できる

患者様ごとに検査結果データをクラウド上で一元管理しているため院内獣医師間での情報共有はもちろん、他の動物病院との情報共有も可能です。また、飼い主様に検査結果報告書をメール送信することも可能です。共有方法は2通りです。



①電子メールによる共有

院内外の獣医師様、飼い主様に検査結果のPDFを添付して送信できます。編集をクリックすると差出人の情報を編集できます。

共有 電子メール 情報共有

差出人: Dr. IDEXX

* 宛先: 各メールアドレスをカンマで区切って入力してください

* 件名: 検査結果 マロン

マロンモリ-2016-07-08-1200.pdf

コメントを入力する
10000 文字 残り

送信

共有 電子メール 情報共有

差出人: Dr. IDEXX

入力された情報は再利用できるよう保存されます。後日、再編集することも可能です。

* 担当医: Dr. IDEXX

* 返信: naoya-kawakaki@idexx.com

電話: 03-1234-5678

* 宛先: 各メールアドレスをカンマで区切って入力してください

* 件名: 検査結果 マロン

マロンモリ-2016-07-08-1200.pdf

コメントを入力する
10000 文字 残り

送信

②ペットコネクト プラス画面での共有

共有先がIDEXX ペットコネクト プラスを利用されていれば画面上で特定の患者様の検査結果を共有できます。編集をクリックすると差出人、宛先の情報を編集できます。

共有 電子メール 情報共有

情報共有とは(英語ビデオ) | 情報共有の方法(英語ビデオ)

差出人: Dr. IDEXX

宛先: Naoya

* 件名: 患者情報を共有します

注釈
2000 文字 残り

共有

共有 電子メール 情報共有

差出人: Dr. IDEXX

入力された情報は再利用できるよう保存されます。後日、再編集することも可能です。

* 担当医: Dr. IDEXX

* 返信: naoya-kawakaki@idexx.com

電話: 03-1234-5678

宛先: Naoya

* 名前: Naoya

* 電子メール: naoya-kawakaki@idexx.com

* 件名: 患者情報を共有します

注釈
2000 文字 残り

共有

共有先に送信されるメール

患者情報を共有しますので、ご確認ください。

患者: CONNEXA_BND01AUG08R
Dr. Chikahisa (2016年07月08日)

差出人: Dr. Mike (Petconnect Plus)

形式: サロネー・ブロー・ド・ベテリナール・ド・フランス

VetConnect PLUSで確認する

IDEXX VetConnect PLUS

VetConnect PLUSとは?

患者情報共有サービスはPetconnect PlusとVetConnect PLUSの両方から利用できます。メールの送信先は患者情報共有サービスに設定されています。メールの送信先は患者情報共有サービスに設定されています。

その他

検査サービスにベットコネクト プラス上から追加検査を依頼できる

アイデックス検査サービスに検体を送付済みの患者様の追加検査をベットコネクト プラス上からご依頼いただけます。

検体量が足りないなど、何か問題がありましたら検査サービスより改めてご連絡いたします。



追加検査を依頼したい患者様のページを開き「+」ボタンを押して「追加検査項目の選択」の右横をクリックします。

リストから追加で依頼したい検査項目を選択します。最大で3項目選択していただけます。

依頼者のお名前を入力し、必要に応じてコメントを入力して送信ボタンを押します。自動的にアイデックス検査センターに依頼メールが送信されます。

検査を追加

追加検査依頼 ※検体量が足りないなど、何か問題がありましたらご連絡いたします。

追加検査項目の選択

- 健診追加 犬Cardiopet proBNP
- 健診追加 猫Cardiopet proBNP
- 健診追加 犬特異的JH⁺-t⁺
- 健診追加 猫特異的JH⁺-t⁺
- 健診追加 フィラリア (HW)
- 健診追加 T4
- 健診追加 血球計算
- 健診追加 電解質
- 健診追加 2項目 (AST,TG)
- 犬トリブシ模免疫活性性(c-TLI)
- 猫トリブシ模免疫活性性 (f-TLI)
- 犬特異的JH⁺-t⁺ (Spec cPL)
- 猫特異的JH⁺-t⁺ (Spec fPL)
- フィラリア
- 犬Cardiopet proBNP
- 猫Cardiopet proBNP
- 血球計算
- PT-APTT


依頼者のお名前:
NOBU AH (kasatest1)

コメントを入力する
10000 文字 残り


依頼の送信

※検体量が足りないなど、何か問題がありましたら検査サービスより改めてご連絡いたします。

病理組織検査結果を画像付きで表示



100%～500%表示まで5段階で拡大が可能



病理画像付きの検査結果報告書を簡単にPDF化・印刷・メール送信できます。

モリ マロンちゃん

飼い主: モリ 様	アイデックス動物病院	発注番号: 225201048902
動物種: 犬	杉並区、新日生命代田ビル2F	オーダー番号: 201048902
品種:	杉並区、東京都 168-0063	発注済み: 2019/5/16
性別: オス	03-5301-6700	最終更新: 2019/5/16
年齢: 11才	アカウントコード: 4	
患者ID: 1234	Dr:	

パネル/プロフィール: 225

病理細胞診

2019/5/16 (発注日)
 2017/12/7 2:16午後 (最終更新日)

Images

[Download](#)

病理組織検査

所見
 頸部リンパ節(2x2x3cmと記載)から採取されたパンチ生検組織は、提出時に複数の破片に割れていました。すべてそのまま包埋し、1枚の標本を作製しました。

提出された組織はいずれも増殖腫組織であり、實質におけるごく僅かなリンパ球形質細胞浸潤および採取時のアーチファクトと思われる出血がある程度で、着室は認められません。顕著な炎症や壊死、腫瘍性変化は認められません。


病理組織学的評価
 軽微なリンパ球形質細胞浸潤を認める増殖腫組織
 (コメントをご参照ください)

コメント
 提出組織にはリンパ節は含まれていませんでした。また、今回採取された増殖腫組織にも、急激な腫大を起すような炎症や腫瘍性変化は検出されませんでした。しかし、一般に、今回のような小型の組織における組織形態学的検査では情報量が少なく、真の病変部が採取されていない可能性を完全には否定できません。臨床的に腫瘍などが強く疑われる場合には、再検査の検討をお願い致します。

再検査される場合には、まずは細胞診検査を行い、精査が必要ならば組織生検へ進むことが勧められます。もしこの患者から再度細胞診や一部組織の採取を行うようであれば、この診断書の発行日から2週間以内であれば、この検体の追加検体として無料で詳細にいたしますので郵送下さい。細胞診標本については随時的な配送にはなりますが、こちらも無料検査しますので提出下さい。(なお、病室部の完全切除組織は無料検査の対象外とさせていただきます)。追加検体をご郵送の際は、この検体番号(225-1048902)を依頼書に明記し「追加」としてご依頼下さい。(番号が明記されていないと、新規検体の扱いになり料金が発生しますのでご注意ください。)


VETConnect PLUS 2017/11/30 5:05 午後

1/2ページ



画像をダウンロードして出力、
PC画像保存が可能(PDF化はされません)



スマートフォン アプリでも病理画像を確認できます。



スマートフォン用の無料アプリ:
iPhone OS対応版はAppleストアから
アンドロイド対応版はGoogle Playストアから
ダウンロードできます。

ドットプロットの結果を、ベットコネクトプラス上で確認できます

*IDEXXベットラボ ステーション(IVLS 4.48以上)が必要です




院内検査と外注検査のデータ統合について

データを迅速かつ正確に
照らし合わせるために
文字数が何万もあり読み方も
複数ある漢字ではなく
カタカナと英数字に
システム統一しました。



患者様を複数の項目で
照らし合わせます。

院内検査結果



- ✓飼い主様名字
- ✓ペット名
- ✓動物種
- ✓ペット年齢
- ✓性別

外注検査結果



院内検査と外注検査のデータ統合について

IDEXX ベットラボ ステーションへの入力

新規患者

患者名 * オナー：名字 オナー：名前 オナー-ID *

プーマ × イトウ × エリコ × 136088 ×

動物種 *

犬 ×

年齢

3 歳 × 年 / 月 / 日

ライフステージ *

成犬 ×

品種

アーフェンピンシャー ×

性別

雄 ×

体重 (kg)

5 ×

* 必要事項

次へ

キャンセル

統一表記での
入力・記入を
お願いします。

アイデックス 検査サービス 検査依頼書への記入

飼主名(カナ)	ペット名(カナ)	カルテNo	獣医師名(カナ)	才	ヶ月
イトウ	プーマ	136088	ムラタ	3	2

動物種: ☒ 犬 ☐ 猫

性別: ☒ ♂ ☐ 去勢

血清 ☐ 本 血漿 ☐ 本 全血 ☐ 本 尿 ☐ 本

検体採取日(月/日) /

☐ ♀ ☐ 避妊

ペット名(患者様名), オナー名(飼い主様名字)をカタカナで入力してください。

※年齢は「年」で照合します。獣医師名(姓・カナ)で獣医師別(Dr別)表示機能をご利用いただけます。

※ペット名, オナー名, 獣医師名はカタカナ以外に英数もお使いいただけます。

獣医師別(Dr別)の表示機能の利用

ベットラボステーションでの検査時に「担当医」の項目からご担当者様名を選択してください。

過去の検査データへの担当医設定はできません。

※検査依頼書の獣医師名欄も同じ表記でご記入ください。※獣医師名はカタカナ以外に英数もお使いいただけます。

検査時 担当医設定画面

検査機器の選択

プーマ: 136088 イトウ

ライフステージの確認 *
成犬

管理番号

担当医

- ムラタ
- ハヤシ
- スズキ

測定

戻る

検査を行う機器もしくはキットを選択してください。

スタンバイ 準備完了 準備完了 準備完了 準備完了 準備完了 準備完了 準備完了

ProCyt Dx Catalyst Dx SNAPshot Dx Coag Dx ルート7-ΔRT バルボ シアルシア cPL

サイト内での患者様データ統合方法

ベットラボステーションに蓄積された患者様データと外注検査サービスの患者様データが患者様情報の相違で自動統合されなかった場合、ベットコネクト プラス サイト内での手動操作によって検索⇒統合することができます。また、誤って統合した場合も解除できる機能を備えています。

例: 「モリマロン」ちゃんと「ネモトマロン」ちゃんが同じ患者様の場合

1. モリマロンちゃんのページで「検査履歴」を開く

2. 統合したいネモトマロンちゃんを患者名もしくは飼い主名で照合検索

3. 候補の中からネモトマロンちゃんを選び左にある三角形をクリック

4. ネモトマロンちゃんの右にある「+追加」をクリック

飼い主	患者	動物種	品種	性別	生年
モリ (33586)	マロン (1234)	犬	アメリカンコッカー...	オス	2008

検査履歴	一致する候補 (0)	照合検索
検索結果 277 結果		
モリカワ	マロン	犬 2007
ネモト	マロン	犬 2007
2015/6/26 10:59 午前		ペットテスト (VT8008化学アナライザー)
ネモト	マロン	犬 2007
ネモト	マロン	犬 2007
ネモト	マロン	犬 2007
ヤマダ 2005	マロン	犬 アーフェンピンシャー オス
	マロン	犬 シー・ズー オス

サイト内での患者様データ統合⇒解除方法

以上の操作で、ネモトマロンちゃんの検査結果がモリマロンちゃんの検査履歴に追加されました。

The screenshot displays the IDEXX VetConnect Plus interface. On the left, a patient profile for 'モリマロン' (Mori Maron) is shown with a dog icon and details: 犬 | アメリカンコッカースパニエル | オス | 10才. Below this is a table of blood test results with columns for test name, value, and reference range. The table includes tests like MCV, MCH, MCHC, RDW, and WBC.

On the right, the '検査履歴' (Test History) tab is active. It shows a list of tests performed on 'モリマロン' (Mori Maron). The entry for '2015/6/26 10:59 午前' is highlighted with a red circle. To the right of this entry, there is a red circle containing a blue 'X' and the text '削除' (Delete). Below the highlighted entry, a summary row shows 'ネモト' (Nemoto) as the patient, 'マロン' (Maron) as the name, '犬' (Dog) as the species, and '2008' as the birth year. The veterinarian is listed as '獣医師: *不明'.

万一誤って統合した場合は、該当する検査の三角形をクリックして右に表示される「× 削除」で削除します。削除してもネモトマロンちゃんのデータは消えず、違う患者として復活します。

ご利用開始の手順: ログインページ

サイトアドレス: www.vetconnectplus.jp/login

お手持ちのパソコンでベットコネクト プラス サイトにアクセスして利用開始手続きをお願いします。

ユーザー名:
病院様メールアドレス推奨

仮パスワード:

PWは設定後に変更可能です。
仮PWのため変更を推奨します。

Step 1: ログイン後の利用開始設定の手順

1. チェックボックスにチェックを入れ 「同意する」を押す

IDEXX VetConnect⁺ PLUS

VetConnect⁺ PLUSサービス利用規約に同意します

VetConnect PLUS Japanサービス利用条件

当院、本インターネット・サイトまたはモバイル用アプリケーション（以下「本アプリ」といいます。）を利用されるにあたり、以下に示されるサービス利用条件（以下「本利用条件」といいます。）を必ずお読みください。本利用条件は本サイトを最後に訪問した際に更新されている場合があります。本サイトをご利用いただくことは、本利用条件に同意されることを示しています。本利用条件が変更された場合は、本利用条件に同意しないという旨を本サイトに通知しているか本アプリに通知されている場合、その個人または組織に代わって本利用条件に同意されることとなります。また、本利用条件の更新は、本利用条件に同意した個人または組織に通知されることを意味し、保証しません。

本利用条件に同意しない場合は本サイトまたは本アプリもご利用いただけません。

1. 本利用条件の承諾

本サイト、本アプリ、もしくは検査依頼（laboratory ordering）や検査結果サービスを含めた本サイトで利用される本サービス（以下「本サービス」といいます。）を利用するにあたり、本サービスを利用する場合は、本利用条件の承諾をIDEXX computer systems の名で受諾しているIDEXX Distribution, Inc.（以下「IDEXX」または「当社」といいます。）および本サービスと関連付けられる本利用条件に同意されることを承諾します。本利用条件は本サービスと関連付けられる本利用条件により更新される場合があります。

☐ VetConnect PLUSの機能および品質を向上させるため、IDEXXが当病院における利用データを分析することを許可します。

同意する 同意しない

患者の記録は安全に保護されます。VetConnect PLUSは、貴院からの確実なアクセスを確保する一方、部外者からデータを守るセキュリティテクノロジーを採用しています。

お問い合わせ先 電話0120-71-4921

2. ベットラボステーションをご利用の場合は「はい」を押す

IDEXX VetConnect⁺ PLUS

院内検査の結果を同期します

IDEXX VetLab Stationを[®] 使用していますか？

はい いいえ



3. この画面を開いたまま、 ベットラボステーションのホーム画面を開く

IDEXX VetConnect⁺ PLUS

院内検査の結果を同期します

手順の印刷

ご注意:
VetConnect PLUSのユーザー名とパスワードをご確認ください。

- IDEXX VetLab Stationの設定ボタンを押し、VetConnect PLUSタブを選択してください。
ご注意: VetConnect PLUSの設定画面を表示するには、IDEXX VetLab Station を更新（バージョン）に更新する必要があります。お問い合わせはテクニカルサポート 0120-71-4921までご連絡ください。
- VetConnect PLUSを有効化するボタンを押してください。
- VetConnect PLUSの利用規約に同意します。
- VetConnect PLUSのユーザー名とパスワードを入力します。
ご注意: 利用開始設定は、貴院が初めてこのユーザー名、パスワードでも実行できます。
- 「次へ」を押すと、IDEXX VetLab Stationの利用開始設定が完了します。

設定作業を終了するためにVetConnect PLUSの画面に戻ってください。

次へ

IDEXX VetLab Stationから患者情報のアップロードを開始します。すべてのデータをアップロードするには、数時間かかることがあります。アップロードが完了すると、VetConnect PLUSで院内検査の結果を閲覧できるようになります。

お問い合わせ先 電話0120-71-4921


ここまではパソコン（ベットコネクト プラスサイト画面）上での操作となります。
ベットラボステーションをご利用の場合は、
次ページの通りベットラボステーション上での利用開始設定をお願いします。

Step 2: ベットラボ ステーション上での手順

1. ホーム画面で「設定」を押す




2. 「ベットコネクト プラス」を押した後 「ベットコネクト プラスの有効化」を押す



3. 「同意します。」を押す



4. ベットコネクト プラスのユーザーID、 パスワードを入力し、「次へ」を押すと完了




⇒ 全体の設定作業を完了するために
ベットコネクト プラスの画面に戻ってください

Step 3: パソコンに戻り設定を完了します


1. ベットコネクト画面に戻り「次へ」を押す



2. 「VetConnect PLUSに移動する」を押す



3. 「Japan」のタイムゾーンを選んで完了




これで、利用開始設定は完了です。4ページ以降の機能説明・操作方法をご参照の上、ご活用ください。

▼ >> タイムゾーンの変更 >> 日本時間

パスワード変更方法


1. ▼を押す >> アカウント管理 >> 対象アカウント >>



マイアカウント

IDEXX(IDEXX1)

2. パスワード変更 >> パスワード変更後に保存



マイアカウント

IDEXX(IDEXX1)

ユーザー名

IDEXX(IDEXX1)

パスワード変更

* 表示名

* Email

削除

キャンセル

保存

郵便番号
168-0063

マイアカウント

IDEXX(IDEXX1)

ユーザー名

IDEXX(IDEXX1)

パスワード

表示

* 表示名

IDEXX (IDEXX1)

* Email

idexx@idexx.com

削除

キャンセル

保存

* 10文字以上、大文字小文字、数字を全て使用する必要があります

本サービスのご利用を希望される場合は、アイデックス公式サイト
ベットコネクト プラスご紹介ページの申込フォームに必要事項を
ご記入の上、送信してください。 www.idexx.co.jp

本サービスに関するご質問はテクニカルサポート/カスタマーサポート
までお問い合わせください。

TEL: 0120-71-4921

新規お申し込みや院内検査機器に関連するお問い合わせの場合：
自動音声案内1番 （平日: 9:00-20:00）

新規お申し込みや外注検査サービスに関連するお問い合わせの場合：
自動音声案内2番 （平日: 9:00-18:00）

IDEXX Diagnostic Solution

アイデックスは、
一頭一頭を
丁寧かつ迅速に診療する
さらに魅力的な
動物病院づくりを
お手伝いします。

