

○提出時には必ず「アイデックス 総合検査案内」をご確認の上、検体をご準備ください。 ○緑色の欄は記入必須項目です。

病院ID						カルテNo		動物種	検体種類					
病院名 (正式名称)						年 齢	才	犬 ・ 猫 その他 ()	血清	本	E全	本	尿	本
飼主名 (カタカナ)						性 別	♂	獣医師名 (カタカナ)	ヘリ漿	本	結石	本	腹水	本
ペット名 (カタカナ)						検 体 採取日	月		ク漿 (凝固)	本	便	本	胸水	本
							日		E漿	本	スワブ	本		本

■冷蔵 ❷冷凍

■検体量のみかた 清：血清 漿：血漿 (E漿：EDTA血漿、ヘリ漿：ヘパリンリチウム血漿、ク漿：クエン酸Na血漿) E全：EDTA全血

V	項 目	検体量	保存	V	項 目	検体量	保存	未記載項目記入欄				
血 液 化 学 検 査				尿 検 査								
	Chem18	清/ヘリ漿 0.4	❷		尿中一般 (定性)	尿 4.0	❷	V	項 目	検体量	保存	
	Chem16	清/ヘリ漿 0.38			UPC	尿 0.5			薬物分析検査			
	Chem11	清/ヘリ漿 0.3			犬尿中シスタチン B	尿 0.3				フェノバルビタール	清 0.3	❷
	Chem18+電解質	清/ヘリ漿 0.5			猫尿中シスタチン B	尿 0.3			証 臭化カリウム	清 0.3		
	Chem16+電解質	清/ヘリ漿 0.4			犬腎障害尿パネル (尿中一般、UPC、シスタチン B)	尿 4.5			証 ジコキシシ	清 0.4		
	Chem11+電解質	清/ヘリ漿 0.3			猫腎障害尿パネル (尿中一般、UPC、シスタチン B)	尿 4.5		犬アレルギー検査				
	Chem21+電解質	清 0.5			内 分 泌 検 査					証 スクリーニングアレルゲンパネル	清 0.5	❷
	Chem腎疾患モニタリング	清/ヘリ漿 0.3			血清総サイロキシン (T ₄)	清 0.2			証 スタンダードアレルゲンパネル	清 1.5		
	〈オプション検査〉 腎疾患モニタリングUPC	尿 0.5			遊離サイロキシン (FT ₄) (CLEIA)	清 0.3			証 昆虫アレルゲンパネル	清 0.5		
	〈オプション検査〉 犬尿中シスタチンB	尿 0.3			証 遊離サイロキシン (FT ₄) (ED RIA)	清 0.6			証 周辺環境アレルゲンパネル	清 0.5		
	〈オプション検査〉 猫尿中シスタチンB	尿 0.3			犬甲状腺刺激ホルモン (犬TSH)	清 0.3		糞便内抗原スクリーニングパネル				
	IDEXX SDMA™ (単項目)	清/ヘリ漿 0.25	❷		証 トリヨードサイロニン (T ₃)	清 0.5		Fecal Dx	便 1g	❷		
	猫 FGF-23	清 0.3			証 犬サイログロブリン自己抗体 (TgAA)	清 0.7		Fecal Dx + ジアルジア	便 1g			
	犬トリプシン様免疫反応物質 (c-TLI)	清 0.3			コルチゾール ^{※2}	清 0.3		結 石 分 析 検 査				
	猫トリプシン様免疫反応物質 (f-TLI)	清 0.5			前 () 30分 1h 4h 8h 後 () h	清 0.3			結石分析	結石 10mg	室温	
	Spec cPL™ (犬)	清 0.2			証 犬インスリン	清 0.4			証 胆石分析	1~10mg		
	Spec fPL™ (猫)	清 0.2				証 インスリン様成長因子 (IGF-1)	清 0.5		自 己 免 疫 検 査			
	コバラミン (VB ₁₂)・葉酸セット	清 0.5				サイロイドセット1-CLEIA (T ₄ 、FT ₄ (CLEIA))	清 0.3			抗核抗体	清/漿 0.2	❷
	c-TLI・VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.7				サイロイドセット2-CLEIA (FT ₄ (CLEIA)、犬TSH)	清 0.3			直接クームス	E全 1.0	
	Spec cPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.7				サイロイドセット3-CLEIA (T ₄ 、FT ₄ (CLEIA)、犬TSH)	清 0.4			証 アセチルコリンレセプター抗体	清 0.5	❷
	c-TLI・Spec cPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.8				サイロイドセット4 (T ₄ 、犬TSH)	清 0.3			証 犬咀嚼筋筋炎抗体	清 0.5	
	f-TLI・VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.8			証 サイロイドセット-ED RIA (T ₄ 、FT ₄ (ED RIA))	清 0.6		Real PCR 検査				
	Spec fPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.7			証 サイロイドセット2-ED RIA (FT ₄ (ED RIA)、犬TSH)	清 0.6		PCRご依頼の際には表紙の注意もご確認ください。				
	f-TLI・Spec fPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.9			証 サイロイドセット3-ED RIA (T ₄ 、FT ₄ (ED RIA)、犬TSH)	清 0.8			犬下痢パネル	便1~2g	❷	
	総胆汁酸 前 () 後 2h 後 () h	各 清 0.2		感 染 症 検 査					猫下痢パネル	便1~2g		
	フルクトサミン	清 0.2			猫白血病ウイルス (FeLV) 抗原 (ELISA)	清/漿 0.2			犬呼吸器疾患 (CRD) パネル	※1		
	犬 CRP	清/ヘリ漿 0.2			FeLV (IFA) ELISA 結果 ()	E全 0.5			猫上部呼吸器疾患 / 猫結膜炎パネル	E全 1.0		
	猫 SAA	清/ヘリ漿 0.2			猫免疫不全ウイルス (FIV) 抗体 (ELISA)	清/漿 0.2			犬ベクター媒介疾患パネル			
	犬 NT-proBNP	清/E漿 0.2			FIV (WB) ELISA 結果 ()	清/漿 0.2			猫ベクター媒介疾患パネル			
	猫 NT-proBNP	清/E漿 0.2			猫コロナウイルス (FCoV) 抗体 (血清・血漿のみ)	清/漿 0.2			FIPV (猫伝染性腹膜炎ウイルス) パネル	※1		
	証 心筋トロポニン I	清 0.4			トキソプラズマ抗体 (IgM、IgG)	清/漿 0.3			皮膚糸状菌パネル	毛/爪/膿		
血 液 学 的 検 査					犬糸状虫 (HW) 抗原	清/漿 0.3			犬輸血ドナーパネル	E全 1.0		
	PT・APTT	ク漿 0.5			猫の犬糸状虫 (HW) 抗原	清 0.3			猫輸血ドナーパネル			
	フィブリノーゲン	ク漿 0.3			猫の犬糸状虫 (HW) 抗体	清 0.2			〈オプション検査〉 猫輸血ドナーパネル FeLV / FIV (ELISA)	清 0.5		
	PT・APTT・フィブリノーゲンセット	ク漿 0.7			猫の犬糸状虫抗原・抗体セット	清 0.5			猫ぶどう膜炎パネル	眼房水 0.5ml または E全 1.0		
	血球計算	E全 0.5			証 Brucella canis 抗体	清 0.2			犬ヘモプラズマパネル	E全 1.0		
					証 ライム病 C ₆ 抗体	清 0.5			猫ヘモプラズマパネル			
					SNAP 4Dx® スクリーニング	清/漿 0.5						
					レプトスピラ抗体	清 0.3						

※1 最新の総合検査案内 (弊社お客様専用サイトwww.idexxjp.comよりダウンロードをお願いします) をご参照ください。

※2 コルチゾールセットの場合は、同じ依頼書内の該当する時間、複数に○をつけてください。

■集荷エリア外のお客様: 輸送業界の規制強化の流れにより、地域、輸送業者様によっては一部検体を受託いただけない場合がございます。

検体採取証明書

この検体はレプトスピラおよび狂犬病感染のおそれのない動物より私が採取したことを証明します。

獣医師名:

印

必ずご署名、ご捺印の両方をお願いします

国項目をご依頼の際には1頁目 (左記) の「検体採取証明書」欄にご署名 (フルネーム)、ご捺印の上、ご提出下さい。

検体送付の際は、下記の点にご留意くださいますようお願いいたします。

- 検査案内の指定する材料・保存温度・送付方法に従ってご送付下さい。
- 検査量の不足が予想される場合は、優先順位をご記入ください。(Chem/パネル内の項目指定はできません)
- 検体にもペット名をご記入ください。
- Real PCRで依頼書に記載のない項目については、未記載項目記入欄に記載してください。

検査依頼書の注文方法は表紙をご覧ください。(本依頼書ではご注文いただけません)