



総合検査依頼書

アイデックス送付用

○提出時には必ず「アイデックス 総合検査案内」をご確認の上、検体をご準備ください。 ○緑色の欄は記入必須項目です。

病院ID								カルテNo			動物種	検体種類					
病院名								年 齢	才	ヶ月	犬 ・ 猫 その他 ()	血清	本	全血	本	尿	本
飼主名	カタカナでご記入下さい							性 別	♂	♀	獣医師名 (姓) カタカナでご記入下さい	ヘリ漿	本	結石	本	腹水	本
ペット名	カタカナでご記入下さい							検 体 採取日		月		日	ク漿 (凝固)	本	便	本	胸水
												E漿	本	スワブ	本		本

■検体量のみかた 清:血清 漿:血漿 (E漿:EDTA血漿、ヘリ漿:ヘパリンリチウム血漿、ク漿:クエン酸Na血漿) 全:全血 (E全:EDTA全血)
※1 最新の総合検査案内 (弊社お客様専用サイトwww.idexxjp.comよりダウンロードも可能) をご参照ください。

V	項 目	検体量	保存	V	項 目	検体量	保存	未記載項目記入欄			
血液化学検査				内分泌検査							
	Chem18	清/ヘリ漿 0.5	蔵・凍		血清総サイロキシシン (T ₄)	清 0.3	蔵・凍	V	項 目	検体量	保存
	Chem16	清/ヘリ漿 0.4			遊離サイロキシシン (FT ₄) (CLEIA)	清 0.3		結石分析検査			
	Chem11	清/ヘリ漿 0.3			証 遊離サイロキシシン (FT ₄) (ED RIA)	清 0.6		結石分析 (□ 証 胆石) 結石 10mg: 室温			
	Chem18+電解質	清 0.5			犬甲状腺刺激ホルモン (犬TSH)	清 0.3		自己免疫検査			
	Chem16+電解質	清 0.4			証 トリヨードサイロニン (T ₃)	清 0.5		抗核抗体 清/漿 0.2 蔵・凍			
	Chem11+電解質	清 0.3			証 犬サイログロブリン自己抗体 (TgAA)	清 0.7		直接クームス E全 2.0 蔵			
	Chem21+電解質	清 0.6			コレチソール (前) (30分) (1h) (4h) (8h) (後) () (h)	清/漿 0.3		証 アセチルコリンレセプター抗体 清 0.5 蔵・凍			
	Chem腎疾患モニタリング	清/ヘリ漿 0.3			証 犬インスリン	清 0.5		証 犬咀嚼筋筋炎抗体 清 0.5			
	〈オプション検査〉 腎疾患モニタリング UPC	尿 0.5	蔵	証 インスリン様成長因子 (IGF-1)	清 1.0						
	IDEXX SDMA™ (単項目)	清/ヘリ漿 0.3	蔵・凍		サイロイドセット1-CLEIA (T ₄ , FT ₄ (CLEIA))	清 0.4	Real PCR 検査				
	猫 FGF-23	清 0.3			サイロイドセット2-CLEIA (FT ₄ (CLEIA), 犬TSH)	清 0.4	※シードスワブ使用不可 ※生理食塩水に組織をいれない ※他検査との検体併用不可 ※生ワクチン影響あり				
	犬トリプシン様免疫反応物質 (c-TLI)	清 0.3			サイロイドセット3-CLEIA (T ₄ , FT ₄ (CLEIA), 犬TSH)	清 0.4	犬下痢パネル 便1~2g				
	猫トリプシン様免疫反応物質 (f-TLI)	清 0.5			サイロイドセット4 (T ₄ , 犬TSH)	清 0.4	猫下痢パネル				
	Spec cPL™ (犬)	清 0.2			証 サイロイドセット1-ED RIA (T ₄ , FT ₄ (ED RIA))	清 0.6	犬呼吸器疾患 (CRD) パネル ※1				
	Spec fPL™ (猫)	清 0.2			証 サイロイドセット2-ED RIA (FT ₄ (ED RIA), 犬TSH)	清 0.6	猫上部呼吸器疾患/猫結膜炎パネル				
	コバラミン (VB ₁₂)・葉酸セット	清 0.6			証 サイロイドセット3-ED RIA (T ₄ , FT ₄ (ED RIA), 犬TSH)	清 0.8	犬ベクター媒介疾患パネル E全1.0				
	c-TLI・VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.7			感染症検査			猫ベクター媒介疾患パネル			
	Spec cPL・VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.7			猫白血病ウイルス (FeLV) 抗原 (ELISA)	清/漿 0.2 蔵・凍	FIPV (猫伝染性腹膜炎ウイルス) パネル ※1				
	c-TLI・Spec cPL・VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.8			FeLV (IFA) ELISA 結果 ()	E全0.5 蔵	皮膚糸状菌パネル 毛/爪/膿				
	f-TLI・VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.8			猫免疫不全ウイルス (FIV) 抗体 (ELISA)	清/漿 0.2	犬輸血ドナーパネル E全1.0				
	Spec fPL・VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.7			FIV (WB) ELISA 結果 ()	清/漿 0.2	猫輸血ドナーパネル				
	f-TLI・Spec fPL・VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.9		猫コロナウイルス (FCoV) 抗体 (血清・血漿のみ)	清/漿 0.2	〈オプション検査〉 清0.5					
	総胆汁酸 (前) (後2h) (後) () (h)	各 清 0.2		トキソプラズマ抗体 (IgM, IgG)	清/漿 0.3	猫輸血ドナーパネル FeLV / FIV (ELISA)					
	フルクトサミン	清 0.2		犬糸状虫 (HW) 抗原	清/漿 0.3	猫ぶどう膜炎パネル 眼房水0.5ml またはE全1.0 蔵					
	犬 CRP	清/ヘリ漿 0.3		猫の犬糸状虫 (HW) 抗原	清 0.6	犬ヘモプラズマ E全1.0					
	猫 SAA	清/ヘリ漿 0.3		猫の犬糸状虫 (HW) 抗体	清 0.5	猫ヘモプラズマ					
	犬 NT-proBNP	清/E漿 0.2		猫の犬糸状虫抗原・抗体セット	清 0.8	犬ジステンパーウイルス (CDV) ※1					
	猫 NT-proBNP	清/E漿 0.2		証 Brucella canis 抗体	清 0.3	犬 Babesia spp. E全1.0					
	証 心筋トロポニン I	清 0.4		証 ライム病 C ₆ 抗体	清 0.5	猫カリシウイルス (FCV) ※1					
血液学的検査				薬物分析検査				猫 Toxoplasma gondii ※1			
	PT・APTT	ク漿 0.5	凍	フェノバルビタール	清 0.3	蔵・凍	猫コロナウイルス (FCoV) 【便のみ】 便1~2g				
	フィブリノーゲン	ク漿 0.3		証 臭化カリウム	清 0.5		猫免疫不全ウイルス (FIV) E全1.0				
	PT・APTT・フィブリノーゲンセット	ク漿 0.8		証 ジゴキシン	清 0.4		Clostridium perfringens a toxin 便1~2g				
	血球計算	E全 0.5	蔵	犬アレルギー検査				Cryptosporidium spp. 便1~2g			
尿 検 査								Giardia spp. 便1~2g			
	尿中一般 (定性)	尿 6.0	蔵		証 スクリーニングアレルギーパネル	清 0.5	猫 Tritrichomonas foetus 便1~2g				
	UPC	尿 0.5			証 スタンダードアレルギーパネル	清 1.5					
				証 昆虫アレルギーパネル	清 0.5						
				証 周辺環境アレルギーパネル	清 0.5						

証の項目をご依頼の際には1頁目(下記)の「検体採取証明書」欄にご署名(フルネーム)、ご捺印の上、ご提出下さい。

検体採取証明書	
この検体はレプトスピラおよび狂犬病感染のおそれのない動物より私が採取したことを証明します。	
獣医師名:	印
必ずご署名、ご捺印の両方をお願いします	

検体送付の際は、下記の点にご留意くださいますようお願いいたします。
○検査案内の指定する材料・保存温度・送付方法に従ってご送付下さい。
○検査量の不足が予想される場合は、優先順位をご記入ください。
(Chemパネル内の項目指定はできません)
○検体にもペット名をご記入ください。
○RealPCRで依頼書に記載のない項目については、未記載項目記入欄に記載してください。

検査依頼書の注文方法は表紙をご覧ください。(本依頼書ではご注文いただけません)