



総合検査依頼書

アイデックス送付用

○提出時には必ず「アイデックス 総合検査案内」をご確認の上、検体をご準備ください。 ○緑色の欄は記入必須項目です。

病院ID						カルテNo		動物種	検体種類						
病院名						年 齢	才	ヶ月	犬 ・ 猫 その他 ()	血清	本	全血	本	尿	本
飼主名	カタカナでご記入下さい					性 別	♂	♀	獣医師名 (姓) カタカナでご記入下さい	ヘリ漿	本	結石	本	腹水	本
ペット名	カタカナでご記入下さい					検 体 採取日		月		日	ク漿 (凝固)	本	便	本	胸水
										E漿	本	スワブ	本		本

■検体量のみかた 清:血清 漿:血漿 (E漿: EDTA血漿、ヘリ漿:ヘパリンリチウム血漿、ク漿:クエン酸Na血漿) 全:全血 (E全: EDTA全血)
※1 最新の総合検査案内 (弊社お客様専用サイトwww.idexxjp.comよりダウンロードも可能) をご覧ください。

V	項 目	検体量	保存	V	項 目	検体量	保存	未記載項目記入欄				
血液化学検査				内分泌検査								
	Chem18	清/ヘリ漿 0.4	蔵・凍		血清総サイロキシン (T ₄)	清 0.2	蔵・凍	V	項 目	検体量	保存	
	Chem16	清/ヘリ漿 0.38			遊離サイロキシン (FT ₄) (CLEIA)	清 0.3		糞便内抗原スクリーニングパネル*				
	Chem11	清/ヘリ漿 0.3			☑ 遊離サイロキシン (FT ₄) (ED RIA)	清 0.6			Fecal Dx	新鮮便 1g	蔵	
	Chem18+電解質	清/ヘリ漿 0.5			犬甲状腺刺激ホルモン (犬TSH)	清 0.3			Fecal Dx + ジアルジア	新鮮便 1g		
	Chem16+電解質	清/ヘリ漿 0.4			☑ トリヨードサイロニン (T ₃)	清 0.5		結石分析検査				
	Chem11+電解質	清/ヘリ漿 0.3			☑ 犬サイログロブリン自己抗体 (TgAA)	清 0.7			結石分析	結石 10mg	室温	
	Chem21+電解質	清 0.5			コレチゾール (前: (30分) 1h 4h 8h 後: () h)	清 0.3			☑ 胆石分析	1~10mg		
	Chem腎疾患モニタリング	清/ヘリ漿 0.3			☑ 犬インスリン	清 0.4		蔵・凍	自己免疫検査			
	〈オプション検査〉 腎疾患モニタリング UPC	尿 0.5		蔵	☑ インスリン様成長因子 (IGF-1)	清 0.5				抗核抗体	清/漿 0.2	蔵・凍
	IDEXX SDMA™ (単項目)	清/ヘリ漿 0.25				サイロイドセット1-CLEIA (T ₄ , FT ₄ (CLEIA))			清 0.3		直接クーモス	
	猫 FGF-23	清 0.3			サイロイドセット2-CLEIA (T ₄ , (CLEIA), 犬TSH)	清 0.3			☑ アセチルコリンレセプター抗体	清 0.5	蔵・凍	
	犬トリプシン様免疫反応物質 (c-TLI)	清 0.3			サイロイドセット3-CLEIA (T ₄ , FT ₄ (CLEIA), 犬TSH)	清 0.4			☑ 犬咀嚼筋筋炎抗体	清 0.5		
	猫トリプシン様免疫反応物質 (f-TLI)	清 0.5			サイロイドセット4 (T ₄ , 犬TSH)	清 0.3	Real PCR 検査					
	Spec cPL™ (犬)	清 0.2			☑ サロイドセット1-ED RIA (T ₄ , FT ₄ (ED RIA))	清 0.6	※シードスワブ使用不可 ※生理食塩水に組織をいれない ※他検査との検体併用不可 ※生ワクチン影響あり					
	Spec fPL™ (猫)	清 0.2			☑ サロイドセット2-ED RIA (FT ₄ (ED RIA), 犬TSH)	清 0.6			犬下痢パネル		蔵	
	コバラミン (VB ₁₂)・葉酸セット	清 0.5			☑ サロイドセット3-ED RIA (T ₄ , FT ₄ (ED RIA), 犬TSH)	清 0.8			猫下痢パネル	便1~2g		
	c-TLI・VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.7			感染症検査				犬呼吸器疾患 (CRD) パネル	※1		
	Spec cPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.7	蔵・凍		猫白血病ウイルス (FeLV) 抗原 (ELISA)	清/漿 0.2	蔵・凍	猫上部呼吸器疾患/猫結膜炎パネル				
	c-TLI・Spec cPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (犬)	清 0.8			FeLV (IFA) ELISA 結果 ()	E全 0.5		蔵	犬ベクター媒介疾患パネル	E全 1.0		
	f-TLI・VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.8			猫免疫不全ウイルス (FIV) 抗体 (ELISA)	清/漿 0.2				猫ベクター媒介疾患パネル		
	Spec fPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.7			FIV (WB) ELISA 結果 ()	清/漿 0.2				FIPV (猫伝染性腹膜炎ウイルス) パネル		※1
	f-TLI・Spec fPL-VB ₁₂ ・葉酸セット (猫)	清 0.9			猫コロナウイルス (FCoV) 抗体 (血清・血漿のみ)	清/漿 0.2				皮膚糸状菌パネル		毛/爪/膿
	総胆汁酸 (前: 後2h 後: () h)	各 清 0.2			トキソプラズマ抗体 (IgM, IgG)	清/漿 0.3				犬輸血ドナーパネル		E全 1.0
	フルクトサミン	清 0.2			犬糸状虫 (HW) 抗原	清/漿 0.3				猫輸血ドナーパネル		
	犬 CRP	清/ヘリ漿 0.2			猫の犬糸状虫 (HW) 抗原	清 0.3			蔵・凍	〈オプション検査〉 猫輸血ドナーパネル FeLV / FIV (ELISA)	清 0.5	
	猫 SAA	清/ヘリ漿 0.2			猫の犬糸状虫 (HW) 抗体	清 0.2					猫ぶどう膜炎パネル	眼房水 0.5ml または E全 1.0
	犬 NT-proBNP	清/E漿 0.2			猫の犬糸状虫抗原・抗体セット	清 0.5					犬ヘモプラズマ	E全 1.0
	猫 NT-proBNP			☑ Brucella canis 抗体	清 0.2		猫ヘモプラズマ					
	☑ 心筋トロポニン I	清 0.4		☑ ライム病 C ₆ 抗体	清 0.5		犬ジステンパーウイルス (CDV)	※1				
				SNAP 4Dx® スクリーニング	清/漿 0.5		犬 Babesia spp.	E全 1.0				
				レプトスピラ抗体	清 0.3		猫カリシウイルス (FCV)	※1				
血液学的検査				薬物分析検査						猫 Toxoplasma gondii	※1	
	PT・APTT	ク漿 0.5	凍	フェノバルビタール	清 0.3	蔵・凍		猫コロナウイルス (FCoV) [便のみ]		便1~2g		
	フィブリノーゲン	ク漿 0.3			☑ 臭化カリウム		清 0.3			猫免疫不全ウイルス (FIV)	E全 1.0	
	PT・APTT・フィブリノーゲンセット	ク漿 0.7			☑ ジゴキシン		清 0.4		Clostridium perfringens a toxin	便1~2g		
	血球計算	E全 0.5	蔵	犬アレルギー検査					Cryptosporidium spp.	便1~2g		
									Giardia spp.	便1~2g		
									猫 Tritrichomonas foetus	便1~2g		
尿 検 査												
	尿中一般 (定性)	尿 4.0	蔵									
	UPC	尿 0.5										

*Fecal Dxを含む検査については、下記地域に受託制限がございます。詳しくはカスタマーサポートまでお問い合わせください。
■宮城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県の集荷エリアのお客様:輸送業界の規制強化の流れにより、新規の糞便検体を使用する検査に関しては現在利用している輸送業者様に受託いただけないため、新しい輸送方法を 鋭意準備中です。
■集荷エリア外のお客様: 輸送業界の規制強化の流れにより、地域、輸送業者様によっては一部検体を受託いただけない場合がございます。

検体採取証明書 この検体はレプトスピラおよび狂犬病感染のおそれのない動物より私が採取したことを証明します。 獣医師名: _____ 印 _____ 必ずご署名、ご捺印の両方をお願いします		☑の項目をご依頼の際には1頁目 (左記) の「検体採取証明書」欄にご署名 (フルネーム)、ご捺印の上、ご提出下さい。 検体送付の際は、下記の点にご留意くださいますようお願いいたします。 ○検査案内の指定する材料・保存温度・送付方法に従ってご送付下さい。 ○検査量の不足が予想される場合は、優先順位をご記入ください。(Chem/パネル内の項目指定はできません) ○検体にもペット名をご記入ください。 ○RealPCRで依頼書に記載のない項目については、未記載項目記入欄に記載してください。 検査依頼書の注文方法は表紙をご覧ください。(本依頼書ではご注文いただけません)
---	--	--